

۱- در اپ و وب در بخش های Item, Package, Labels, Cycles نتایج اطلاعات و ثبت های هر کاربر برای سایر کاربران(همه) قابل مشاهده است. هر کاربر فقط باید نتایج خودش را بتواند مشاهده کند. اما ادمین همه نتایج را بتواند مشاهده کند.

۲- در اپ در بخش Test Results در زمان ثبت یک تست در Add an image or file امکان گرفتن

عکس آنلاین و ثبت باشد چیزی شبیه واتس اپ با گزینه هایی شبیه گالری، دوربین، سند

۳- در اپ و وب در بخش All Test Result در مشاهده نتیجه یک تست و درخواست پرینت، فایل یا تصویر برای پرینت مناسب نیست صفحه ذخیره اطلاعات بزرگ و نامرتب است و عکس های پیوست شده بسیار بزرگ است و یک صفحه را به تنهایی اشغال می کند نیاز به تنظیم دارد برای درک بهتر فایل پیوست را ببینید یا فایل ثبت تست با ID:243 را مشاهده کنید.


۴- در خصوص آیتم ۳ در ادامه در وب اسکرول بار چپ رو و راست رو ندارد و کاربر برای رفتن به سمت چپ یا راست صفحه باید به انتهای صفحه برود بعد صفحه را به چپ یا راست ببرد و دوباره بیاید بالا تست را پیدا کند؟؟؟؟!! دو تصویر زیر را ببینید (قسمت راست تست ID:243 را ببینید)

ID	Test Name	Location	User	Status	Date/Time	Checkbox
244	Implant Sterilization Control, STEAM	Iran Hospital	Mr.karami	Reject	2020-06-16 10:07:45	☐
243	BD Green Card Test, STEAM	Iran Hospital	Mr.karami	Reject	2020-06-16 09:20:38	☐
236	Physical Parameters, B STEAM		hayatbakhsh	Reject	2020-06-07 12:55:53	☐



1 2 3 4

۵- در ادامه بند ۳ در اپ پرینت نشان نمی دهد؟

۶- در وب در بخش All Test Result اصلاح Result به Resualt



۷- در وب در بخش All Test Result وقتی یک ID Label انتخاب می شود پس از آن امکان انتخاب ID به تنهایی بدون ID Label نیست و این امر فیلتر کردن یا اصلاح فیلتر کردن را غیر حرفه ای می کند. در تصویر دوم اگر یوزر بخواهد فقط بر مبنای ID فیلتر کند امکان پذیر نیست باید گزینه خالی در ID Label دیده شود.



۸- در اپ در Test Result در بخش Filter Result فقط امکان تایپ عدد هست امکان تایپ و سرچ

عدد و حروف باشد مثل آیتم User name

۹- در اپ در Test Result در بخش Filter Result برخی عناوین Label ID اشتباه تایپی دارد که در

نتیجه فیلتر آن کار نمی کند و باید اصلاح شود

Implant ID اصلاح شود به Impalent ID

Autoclave ID اصلاح شود به Autocleave ID

۱۰- در اپ وقتی تست Rejected است امکان Delete برای چیست؟؟ حذف شود

۱۱- در اپ در بخش Labels در Label Details نام بیمارستان باشد و نیز در بخش Cycles در Cycle

Details نام بیمارستان باشد.

۱۲- در اپ در بخش Add Test Result در قسمت Physical Parameters, STEAM در ادامه عناوین

Temperature و Pressure درج نشده روی خطوط و نماد ندارد قابل تشخیص نیست؟ و همچنین

Pressure فقط اعداد رند قابل درج است مثلاً ۰/۳۵ قابل درج نیست.

۱۳- در اپ در بخش Add Test Result در قسمت Seal Check Test در ادامه عناوین Temperature

درج نشده روی خطوط و نماد ندارد قابل تشخیص نیست؟

۱۴- در اپ در بخش Add Test Result در قسمت Physical Parameter, PLASMA (H2O2 در

ادامه عناوین Temperature و Pressure درج نشده روی خطوط و نماد ندارد قابل تشخیص نیست؟ و

همچنین Pressure فقط اعداد رند قابل درج است مثلاً ۰/۳۵ قابل درج نیست.